

SONDE DE CRYOCHIRURGIE RÉTINE À USAGE UNIQUE SINGLE USE STERILE RETINAL DETACHMENT CRYO PROBE

FDA APPROVED

Sonde Cryo stérile à usage unique

- fiabilité à toute épreuve
- Plus de stérilisation préoccupante
- Sonde prêtes à l'emploi
- Légère et confortable
- Adaptable sur la plupart des équipements



La sonde de Cryo rétinienne stérile à usage unique est la réponse parfaite quand une sonde stérile est exigé.

Léger et confortable à utiliser, la sonde à usage unique est un must pour gérer vos processus de contrôle de l'infection et de réduire le temps et les coûts de stérilisation.

Boite de 10, stérile, individuelle.

Single use sterile retinal detachment cryo probe

- Rock solid reliability
- No more sterilisation concerns
- Ready to use probe
- Lightweight and comfortable
- Adaptable to most equipment
- Cost effective

The single use sterile retinal cryo probe is the perfect answer when a sterile probe is required.

Lightweight and comfortable to use, the single use probe is a must to manage your infection control processes and cut sterilisation time and costs.

Box of 10, sterile, individually.

MV CY100 Sonde cryo rétine a usage unique - Retinal Disposable Cryo Probe



MV AD93 Adaptateur Frigitronics CE2000
MV AD94 Adaptateur Dorc cryostar
MV AD95 Adaptateur Dorc 1500
MV AD98 Adaptateur keeler cryomaster I
MV AD96 Adaptateur keeler cryomaster II
MV AD97 Adaptateur erbe / optikon




2509-P-1010
Console Cryomatic



OM.0735.903
Chariot
Kryo-chirurgie

PHAKOS

62 rue Kléber 93100 MONTREUIL-FRANCE
Tél. +33 (0)1 49 88 74 00 - Fax.+33 (0)1 49 88 72 88
phakos@phakos.com

FDA  CE 0459 - Fabriqué en France